

## Załącznik nr 1

## ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

| Lp. | Zastosowanie i opis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pojemność | j.m. | Ilość na 2019 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i glikonianu chlorheksydyny. Preparat zawierający w swoim składzie glicerynę. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, VI HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes Simplex). dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, przedłużone działanie bakterioobójcze do 3 godz. pH 7,3 – 7,8. Opakowanie 500 ml.                                                                                       | 500 ml    | op.  | 365           | 9,00 zł                | 3 285,00 zł   | 8%           | 9,72 zł                 | 3 547,80 zł    | Aniosgel 85 NPC |
| 2   | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (wyłącznie) przeznaczony do obszaru medycznego o działaniu natychmiastowym i przedłużonym, na bazie alkoholu, zawierający bisabolol pielęgnujący skórę, w postaci żelu. Zakres działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc- w czasie do 30s. Posiadający właściwości tiksotropowe ułatwiające aplikację preparatu. Ppakowanie po 500 ml                                                                                                       | 500 ml    | op.  | 365           | 9,00 zł                | 3 285,00 zł   | 8%           | 9,72 zł                 | 3 547,80 zł    | Aniosgel 85 NPC |
| 3   | Emulsja do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml.                                                                                                                                                                                                   | 500 ml    | op.  | 314           | 4,70 zł                | 1 475,80 zł   | 23%          | 5,78 zł                 | 1 815,23 zł    | Farena          |
| 4   | Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk o pH 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 ml    | op.  | 170           | 4,70 zł                | 799,00 zł     | 23%          | 5,78 zł                 | 982,77 zł      | Farena          |
| 5   | Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk. Odżywia, regeneruje skórę. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, nieestetyczną. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml. | 500 ml    | op.  | 34            | 8,30 zł                | 282,20 zł     | 23%          | 10,21 zł                | 347,11 zł      | Mediwax         |

WYTWÓRCZA  
MEDILAB  
Spółka z o.o.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
10-731 B. Bystrzyk ul. Niepodległości 60  
80P 542 020-26-64 RECDN DORT 19992  
tel. 85 747 93 06, fax 85 674 37 07

09 STY. 2019

SPECJALISTA  
ds. Zamówień publicznych

Anna Leonik

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |     |     |          |             |    |          |             |              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|----------|-------------|----|----------|-------------|--------------|--|
| 6  | Preparat do mycia rąk oraz skóry o działaniu mikroobójczym. Zawierający chlorheksydynę oraz QAV. Spektrum działania: Higieniczne mycie rąk (EN 1499 130s: B (EN 13727) 30s, F (EN 13624) 60s: HIV, HBV, HCV (DVI/RKI) 60s. Opakowanie 500ml kompatybilne dozownikiem Dermados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 ml                   | op. | 25  |          |             |    |          |             |              |  |
| 7  | Preparat na bazie chlorheksydyny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym o działaniu bakterioobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Produkt leczniczy. Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny – 3,876 g.c. Butelka 500 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 ml                   | op. | 17  |          |             |    |          |             |              |  |
| 8  | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i granicząca z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i t.p. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, otwrodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | 1 L +<br>spryskiwacz     | op. | 295 |          |             |    |          |             |              |  |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | op. | 295 |          |             |    |          |             |              |  |
| 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 z<br>atomizere<br>m  | op. | 29  |          |             |    |          |             |              |  |
| 11 | Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójęcego. Zawierający polihexanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włókniстых plastycz/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe I-IV stopnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350ML                    | op. | 29  |          |             |    |          |             |              |  |
| 12 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych wiązane z głowicami USG i opykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( tężenie z MRSa), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Poliyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinie dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych.                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 sztuk -<br>Flow Pack | op. | 425 | 13,95 zł | 5 928,75 zł | 8% | 15,07 zł | 6 403,05 zł | Mediwipec DM |  |

**MEDILAS**  
 FIRMOWY WYTWÓRCZO JEDYNY  
 SPÓŁKA Z O.O.  
 I ZJAL ZAMOWIENIEM PUBLICZNYM  
 15-01 Bydgoszcz ul. Inwestycyjna 03  
 85-012 000 26-01, 15-001 000 1 000 000  
 15-001 000 1 000 000 1 000 000  
 15-001 000 1 000 000 1 000 000

08 STY. 2019

SPECJALISTA  
 J.S. Zamówień Publicznych

Anna Lechnicka



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |     |     |           |             |    |           |             |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|------------------------|
| 13 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B i łącznie z MRSA), F w czasie do 2 min., V (Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Poliovirus - 2 min., S - 2 min. (EN 13704). Roztwór, którym są nasączone nie posiadają w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadają opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Chusteczki w ramach reprocessingu głowic USG mają posiadać opracowaną procedurę reprocessingu głowic do badania jamy brzusznej i badania transwaginalnego, która przeszła proces walidacji przez niezależne i akredytowane instytucje badawcze i certyfikujące, do potwierdzenia odpowiednim dokumentem instytucji przeprowadzającej proces walidacji. Opakowanie 100 sztuk Flow Pack wymiar 20 x 22 cm min. | 100 sztuk - Flow Pack | op. | 127 | 13,95 zł  | 1 771,65 zł | 8% | 15,07 zł  | 1 913,38 zł | Mediwipes DM           |
| 14 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni, szatek pacjenta, blatów, łóżek a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający dwie wersje zapachowe – neutralną i owocową. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Farned w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min.                                                                                                                                 | 1 L                   | op. | 8   | 18,00 zł  | 144,00 zł   | 8% | 19,44 zł  | 155,52 zł   | Aniospray Quick        |
| 15 | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Do dezynfekcji aparatury medycznej, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. O przyjemnym zapachu. Posiadająca pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Farned w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylproparno-1,3-diamina, polio(ksy-1,2-etanolilo), alfa-l2- (didecylmetyloamino)etyloj-omega-hydroksy-propanian(sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 1 min., Tbc (M. terrae) w 5 min.                                            | 1 L                   | op. | 42  | 21,00 zł  | 882,00 zł   | 8% | 22,68 zł  | 952,56 zł   | Lysoformin Plus Schaum |
| 16 | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójgłównychnatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), aliklotraminu oraz tenazydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myłkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Stężenie użytkowe - 0,5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1l                    | op. | 12  | 55,00 zł  | 660,00 zł   | 8% | 59,40 zł  | 712,80 zł   | Aniosyme DD1           |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5l                    | op. | 17  | 250,00 zł | 4 250,00 zł | 8% | 270,00 zł | 4 590,00 zł | Aniosyme DD1           |

**MEDILAB**

SPRZĘT MEDYCYNICZNY

SPRZĘT MEDYCYNICZNY

SPRZĘT MEDYCYNICZNY

08 STY 2019

SPRZĘT MEDYCYNICZNY

ds. zamówień publicznych

Anna Leoniuk

SPRZĘT MEDYCYNICZNY

SPRZĘT MEDYCYNICZNY

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |               |                                |           |             |          |           |                   |                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 18 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi w formie piany, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń w miejscu użycia na bazie amin, czwartorzędowych soli amoniowych z dodatkiem inhibitorów korozji, bez zawartości aldehydów, chloru, alkoholu i związków nadtlenowych. Spektrum: B, F, Tbc, VI polio i adeno) w czasie 15 minut. Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem                                                                                                                                                | 1 L +<br>spryskiwacz,<br>oferujemy<br>op. 750 ml | op.<br>11 op. | 8<br>oferuje<br>my<br>54,00 zł | 594,00 zł | 8%          | 58,32 zł | 641,52 zł | Aniosyme<br>Prime |                                |
| 19 | Bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych: 78,83 g etanol 96 %, 10 g alkoholu izopropylowy, substancja pomocnicza – woda oczyszczona; preparat dopuszczony do stosowania pod nadzorem lekarza w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, wymagana informacja w karcie charakterystyki produktu leczniczego. | 250ML                                            | op.           | 85                             | 13,00 zł  | 1 105,00 zł | 8%       | 14,04 zł  | 1 193,40 zł       | AHD 1000                       |
| 20 | Barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych: 78,83 g etanol 96 %, 10 g alkoholu izopropylowy, substancja pomocnicza – woda oczyszczona; preparat dopuszczony do stosowania pod nadzorem lekarza w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, wymagana informacja w karcie charakterystyki produktu leczniczego.  | 1L                                               | op.           | 127                            | 15,00 zł  | 1 905,00 zł | 8%       | 16,20 zł  | 2 057,40 zł       | AHD 1000                       |
| 21 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu produkt leczniczy.                                                     | 1 L                                              | Op.           | 8                              |           |             |          |           |                   |                                |
| 22 | Preparat do higienicznego ( do 30 s) i chirurgicznego ( do 5 min.) odkażania rąk, nie zawierający chlorneksydyny, fenoli i jego pochodnych na bazie alkoholu, z zawartością substancji pielęgnujących, bezbarwny o przedłużonym działaniu. Spektrum działania: B, F, V (wirusy osłonięte i nieosłonięte), spełniający normy: Opwinaie 700ML kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol                                                                                                                             | 700 ml                                           | op.           | 68                             | 20,00 zł  | 1 360,00 zł | 8%       | 21,60 zł  | 1 468,80 zł       | Sterisol<br>Aniosgel 85<br>NPC |
| 23 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk z zawartością środków pielęgnujących i środków powierzchniowo - czynnych. Opakowanie 700ML, kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 ml                                           | op.           | 42                             | 20,00 zł  | 840,00 zł   | 23%      | 24,60 zł  | 1 033,20 zł       | Sterisol Soap                  |

MEDIALS  
 SPECJALISTA  
 ds. Zamówień Polichicznych

06 STY. 2019

SPECJALISTA  
 ds. Zamówień Polichicznych

06 STY. 2019



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |     |                             |           |              |     |           |              |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------|--------------|-----|-----------|--------------|--------------------------|
| 25 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichlorozocyanian sodu oraz kwas adyplinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (jilio, adenol), prątki - w stężeniu 1000ppm- 30 min, Clostridium Difficile- 10 000ppm- 15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Op. 300 tab<br>oferujemy<br>100 tabl. | op. | 2<br>oferuje<br>my<br>6 op. | 30,00 zł  | 180,00 zł    | 89% | 32,40 zł  | 194,40 zł    | Haz-Tabs, op.<br>100szt. |
| 26 | Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M, avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, kwasu nadoctowego, bez Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. | 5 l z pompką<br>doz.                  | op. | 12                          |           |              |     |           |              |                          |
| 27 | PASKI TESTOWE DO preparatu na bazie polianiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 sztuk                             | op. | 8                           |           |              |     |           |              |                          |
| 28 | Protektyniczny preparat myjący do manualnego mycia endoskopów, instrumentów i urządzeń medycznych. Wysoce efektywny preparat do mycia. Bardzo niskie stężenie roztworu roboczego od 0,3%. Doskonale rozpuszcza trudne do usunięcia zanieczyszczenia organiczne (zaschniętą krew, ropę, białko itp.). Nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymaga aktywatora. Idealny dla instrumentów medycznych, dentystycznych, chirurgicznych i endoskopów. Doskonale sprawdza się w procesach manualnych oraz w myłkach ultradźwiękowych. Produkt test bezpieczny dla wszelkich materiałów (metal, szkła i tworzywa sztucznych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 l z pompką<br>doz.                  | op. | 4                           | 190,00 zł | 760,00 zł    | 8%  | 205,20 zł | 820,80 zł    | Antiosyme<br>Synergy MT  |
| 29 | Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókna polipropylenu-celulozowej, przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach: 32,5x30mm (złożone) i 65x30mm (rozłożone); pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych szaszetkach o, wyrób medyczny klasy I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 sztuk                             | op. | 85                          |           |              |     |           |              |                          |
| 30 | Gotowy do użycia preparat na bazie 2% roztworu chlorheksydy w 70% alkoholu izopropylowym o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w tym dezynfekcji wewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 ml                                | op. | 34                          |           | 29 507,40 zł |     |           | 32 377,54 zł |                          |

"MEDIALB"

FABRYKA WYTWÓRCZOŚCI USŁUGOWA

SP. z o.o.

05 STY. 2019

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

IZAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

44-531 Kępców ul. Nadwielitna 90

tel. 562-920-89-84 fax 562-920-89-85

tel. 562-920-89-85 fax 562-920-89-85

Anna Leoniak